

DILATADOR

Material Poliéster termoplástico sobre la base de Tereftalato de Polietileno.

Medidas 150 x 20 mm
Laterales semiesféricos R10 mm

Acabado Pulido fino

Presentación 100 unidades

Referencia 0087870000



Características mecánicas	Método/Prueba (DIN /ASTM)	Valor	Unidad
Densidad	53479	1,37	g/cm ³
Elongación en punto de fluencia	53455	81	MPa
Resistencia al desgarre	53455		MPa
Resistencia a la rotura por alargamiento	53455	70	%
Módulo de elasticidad a la tracción	53457	2800	MPa
Módulo de elasticidad a la flexión	53457		MPa
Dureza Brinell (por penetración de bola)	53456	145	MPa
Resistencia al impacto	53453	o.Br.	KJ/m ²
Resistencia a la fluencia tras 1000 h. de carga estática		36	MPa
Resistencia al alargamiento, por 1%, tras 1000 hrs		13	MPa
Coefficiente de fricción contra acero endurecido y afilado p=0,05 N/mm ² , v=0,6 m/s		0,25	-
Desgaste por fricción, en las mismas condiciones		0,35	m/km