

Precintos de seguridad de un solo uso para contenedores de instrumental.

Descripción:

Cierre de material plástico de una sola pieza provisto de una zona que actúa como cierre en forma de anilla una vez cerrado sobre sí mismo.



HF-1002 V
40x35

Composición:

Fabricado en polipropileno homopolímero reciclable.
Resistente al proceso de esterilización por vapor.
Temperatura de reblandecimiento 150º C.



HF-1001 A
40x28

Utilización:

Cierre de seguridad en los contenedores de instrumental, con el fin de garantizar que el contenedor no ha sido abierto o manipulado desde el proceso de esterilización hasta el momento de su utilización.

En el momento de su uso, romper el precinto girando su parte inferior, o cortar con una tijera.

Atención:

No romper el precinto tirando del cierre, pueden producirse daños en el mismo.

Resultado:

En el momento de utilización de los contenedores de instrumental, comprobar que los precintos de seguridad se encuentran íntegros, en caso contrario rechazar la carga.

Aplicaciones:

Cada color de precinto se adapta a diferentes marcas de contenedores de instrumental.

AZUL: de vástago plano: Contenedores de marca AEsculap y similares
VERDE: de vástago redondo: Contenedores de marca Wagner y similares.

Características	Resultado
Descripción	Precintos de seguridad para cierre de contenedores de instrumental
Colores	Varios
Toxicidad	No presenta
Estabilidad de color	El precinto no cambia de color después de procesado
Materia Prima	Polipropileno copolímero random
Resistencia al Vapor	Vapor
	145°C > 35 min.
	134°C > 60 min.
	121° C > 120 min.
Migración	No presenta
Garantía de cierre	Conforme con la norma EN 868-8 Apartado. 4.2.3.1. Y 4.2.3.2.
Reutilizable	NO